



Scheda tecnica REF 91.05.44

20.02.2026

Dati generali			
Codice	91.05.44	Hasson cono per Guaina per trocar11mm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	37144	GTIN	04046826308254
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	14-154
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;05;ag;48
Peso netto (kg)	0,094	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	L1299		
N° di repertorio	432131		
 			
Medicon media			
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	11mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		