





## Scheda tecnica REF 91.06.35

20.02.2026

Dati generali			
Codice	91.06.35	Spinginodi angolato 90° 33cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	32864	GTIN	04046826165185
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	11-254
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R005;03;ak;6A
Peso netto (kg)	0,030	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	L031309		
N° di repertorio	419226		
 			
Medicon media	450.00.59 (catalogo neuro spinalis strum p la neurochir spinale) 451.04.65 (prospetto Thora MIC chirurgia thoracoscop mini inv)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
  			
Misura	90° 33cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		