







Scheda tecnica REF 91.06.36

20.02.2026

Dati generali			
Codice	91.06.36	set dilatazione da a5mm 11mm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	37142	GTIN	04046826308261
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	11-254
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R004;01;aj;4W
Peso netto (kg)	0,114	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	L1299		
N° di repertorio	433673		
 			
Medicon media			
Immagine completa		Immagine dettagliata	
 			
Misura	5mm 11mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Altro	SILIKON_MF670 (Silikon MF 670 70° Shore A)		