






## Scheda tecnica REF 91.10.00

20.02.2026

Dati generali			
Codice	91.10.00	endoscopio Ø 10mm 310mm 0°	
Unità	pz.	Numero doganale	90189020
GMDN	12291	GTIN	04046826165192
Classe di rischio	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	12-291
Classe	5 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,367	Istruzioni d'uso	G776000
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	Z12029009		
N° di repertorio	247887		
			
Medicon media			
Immagine completa		Immagine dettagliata	
 			
Misura	Ø 10mm 310mm 0°	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	<b>N° di materiale (Denominazione DIN)</b>		
<b>Corpo</b>	1.4301 (X5CrNi18-10)		
<b>Vite</b>	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
<b>Manico</b>	PEEK (Polyetheretherketon )		
<b>Altro</b>	SAPHIRGLAS (Glas aus Saphirkristallen)		