



Scheda tecnica REF 91.10.10

20.02.2026

Dati generali			
Codice	91.10.10	soluzione antiappannante bomboletta spray15ml	
Unità	pz.	Numero doganale	34025010
GMDN	45225	GTIN	04046826165208
Classe di rischio	N.A. (EU MDD)	UMDNS-Code	
Classe	NA (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,055	Istruzioni d'uso	
Latex free		Istruzioni per la preparazione	KEIN MP
Codice CND			
N° di repertorio			
			
Medicon media	450.00.37 (catalogo ORL) 450.00.46 (catalogo sinoscopia) 450.00.60 (catalogo chirurgia plastica) 451.02.11 (prospetto strum p artroscopia)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	15ml	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
 25 °C			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	KEINE ANGABEN (Werkstoffangabe nicht vorhanden bzw. Stückliste)		