








## Scheda tecnica REF 91.11.10

20.02.2026

Dati generali			
Codice	91.11.10	Pinze posa clip ruotabile per clip medio for Weck/Pilling	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	35798	GTIN	04046826165369
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	10-174
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R005;01;ak;5L
Peso netto (kg)	0,320	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	H03010103		
N° di repertorio	417230		
 			
Medicon media			
Immagine completa		Immagine dettagliata	
  			
Misura		Rivestimento	Rivestimento termoplastico in polvere di poliammide in vari colori
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		
Vite	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Altro	PPSU (Polyphenylsulfon)		