





## Scheda tecnica REF 91.13.11

20.02.2026

Dati generali			
Codice	91.13.11	automatico manica trocar con filettatura di fissaggio Ø 11.0mm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	37144	GTIN	04046826165536
Classe di rischio	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	14-154
Classe	7 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,155	Istruzioni d'uso	G911310
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK02
Codice CND	L1299		
N° di repertorio	442295		
			
Medicon media			
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	Ø 11.0mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		