






Scheda tecnica REF 91.14.10

20.02.2026

Dati generali			
Codice	91.14.10	automatico manica trocarØ 10.0mm 97mm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	37144	GTIN	04046826165567
Classe di rischio	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	14-154
Classe	7 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,104	Istruzioni d'uso	G911310
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK02
Codice CND	L1299		
N° di repertorio	442317		
			
Medicon media			
Immagine completa		Immagine dettagliata	
 			
Misura	Ø 10.0mm 97mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		