






Scheda tecnica REF 91.14.70

20.02.2026

Dati generali			
Codice	91.14.70	trocar con punta triangolare Ø 5.5mm 170mm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	37144	GTIN	04046826165727
Classe di rischio	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	14-154
Classe	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R001;05;ag;48
Peso netto (kg)	0,028	Istruzioni d'uso	GATDR00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK05-1
Codice CND	L1299		
N° di repertorio	432118		
 			
Medicon media			
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	Ø 5.5mm 170mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		