






Scheda tecnica REF 91.16.00

20.02.2026

Dati generali			
Codice	91.16.00	riduttore di scorrimento da a12.5/11/10mm 5mm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	37144	GTIN	04046826308346
Classe di rischio	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	14-154
Classe	2 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,010	Istruzioni d'uso	G911040
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK02
Codice CND	L1299		
N° di repertorio	432132		
			
Medicon media			
Immagine completa		Immagine dettagliata	
 			
Misura	12.5/11/10mm 5mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	PPSU (Polyphenylsulfon)		
Altro	SILIKON (Poly(organo)siloxane)		