






## Scheda tecnica REF 91.16.11

20.02.2026

Dati generali			
Codice	91.16.11	riduttore di plastica 11.0mm 5mm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	37144	GTIN	04046826165895
Classe di rischio	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	14-154
Classe	2 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,009	Istruzioni d'uso	G911040
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK02
Codice CND	L1299		
N° di repertorio	432149		
			
Medicon media			
Immagine completa		Immagine dettagliata	
 			
Misura	11.0mm 5mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo Altro	POM (Polyoxymethylen_(Polyacetal/_Polyformaldehyd) ) SILIKON (Poly(organo)siloxane)		