





Scheda tecnica REF 91.16.13

20.02.2026

Dati generali			
Codice	91.16.13	guaina di riduzione di plastica da 12.5mm a 5mm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	37144	GTIN	04046826165918
Classe di rischio	1 (EU MDD)	UMDNS-Code	14-154
Classe	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,006	Istruzioni d'uso	G911040
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK02
Codice CND	L1299		
N° di repertorio	432151		
			
Medicon media			
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	12.5mm 5mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo Altro	POM (Polyoxymethylen_(Polyacetal/_Polyformaldehyd)) SILIKON (Poly(organo)siloxane)		