





Scheda tecnica REF 91.18.10

20.02.2026

Dati generali			
Codice	91.18.10	cannula da iniezione asta Luer-Lock Ø 1.2mm Ø 5mm 33cm LL LL	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	38824	GTIN	04046826166106
Classe di rischio	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	15-206
Classe	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,035	Istruzioni d'uso	G888005
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK02
Codice CND	L1299		
N° di repertorio	723883		
			
Medicon media			
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	Ø 1.2mm Ø 5mm 33cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Altro	1.4305 (X8CrNiS18-9)		