





Scheda tecnica REF 91.18.21

20.02.2026

Dati generali			
Codice	91.18.21	cannula di aspirazione/irrigazione con valva a 2 vie Ø 5mm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	38749	GTIN	04046826166120
Classe di rischio	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	15-206
Classe	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,083	Istruzioni d'uso	G888005
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK02
Codice CND	A06010103		
N° di repertorio	420332		
			
Medicon media			
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	Ø 5mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Altro	2.0401 (CuZn39Pb3)		