





## Scheda tecnica REF 91.18.24

20.02.2026

Dati generali			
Codice	91.18.24	impugnatura con 2 valvole a tromba per cannula di irrigazione e aspirazione	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	38749	GTIN	04046826166144
Classe di rischio	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	15-206
Classe	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,213	Istruzioni d'uso	G888005
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK02
Codice CND	A06010103		
N° di repertorio	420333		
			
Medicon media			
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura		Rivestimento	Strato di cromo applicato galvanicamente sulla superficie
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Manico	2.0401 (CuZn39Pb3)		
Altro	1.4310 (X10CrNi18-8)		