



## Scheda tecnica REF 91.60.04

20.02.2026

Dati generali			
Codice	91.60.04	tubo flessibile di collegamento tappo di bottiglia/filtro batterico50cm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	60909	GTIN	04046826166908
Classe di rischio	N.A. (EU MDD)	UMDNS-Code	
Classe	NA (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,050	Istruzioni d'uso	
Latex free		Istruzioni per la preparazione	KEIN MP
Codice CND			
N° di repertorio			
			
Medicon media	451.03.82 (prospetto liposuction )		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	50cm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	KEINE ANGABEN (Werkstoffangabe nicht vorhanden bzw. Stückliste)		