













Scheda tecnica REF 91.70.03

20.02.2026

Dati generali			
Codice	91.70.03	set tubo monouso sterile for LS-i20+LS-i30	
Unità	cf./10	Numero doganale	90189084
GMDN	60909	GTIN	04046826167202
Classe di rischio	N.A. (EU MDD)	UMDNS-Code	
Classe	NA (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,904	Istruzioni d'uso	
Latex free		Istruzioni per la preparazione	KEIN MP
Codice CND			
N° di repertorio			
  			
Medicon media	450.00.60 (catalogo chirurgia plastica)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
Condizioni di conservazione			
 60 °C	 90 %	 700 hPa	 1060 hPa
			
			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	KEINE ANGABEN (Werkstoffangabe nicht vorhanden bzw. Stückliste)		