








Scheda tecnica REF 91.70.04

20.02.2026

Dati generali			
Codice	91.70.04	set tubo monouso sterile3m P/10	
Unità	cf./10	Numero doganale	90189084
GMDN	46102	GTIN	04046826538330
Classe di rischio	N.A. (EU MDD)	UMDNS-Code	
Classe	NA (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,000	Istruzioni d'uso	
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	KEIN MP
Codice CND			
N° di repertorio			
   			
Medicon media			
Immagine completa		Immagine dettagliata	
Misura	3m	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		