





Scheda tecnica REF 91.70.05

20.02.2026

Dati generali			
Codice	91.70.05	clip set autoclavabile P/10	
Unità	cf./10	Numero doganale	90189084
GMDN	46102	GTIN	04046826537630
Classe di rischio	N.A. (EU MDD)	UMDNS-Code	
Classe	NA (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,000	Istruzioni d'uso	
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	KEIN MP
Codice CND	A99		
N° di repertorio	302962		
 			
Medicon media			
Immagine completa		Immagine dettagliata	
Condizioni di conservazione Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		