










Scheda tecnica REF 91.70.30

20.02.2026

Dati generali				
Codice	91.70.30	pompa per infusione completo LS-i30		
Unità	pz.	Numero doganale	90189084	
GMDN	60909	GTIN	04046826439989	
Classe di rischio	N.A. (EU MDD)	UMDNS-Code		
Classe	NA (EU MDD)	Base UDI-DI		
Peso netto (kg)	4,552	Istruzioni d'uso	G917030	
Latex free		Istruzioni per la preparazione		
Codice CND				
N° di repertorio				
				
Medicon media	450.00.60 (catalogo chirurgia plastica)			
Immagine completa		Immagine dettagliata		
				
Condizioni di conservazione				
 60 °C	 90 %	 1060 hPa 700 hPa		
Materiali				
	N° di materiale (Denominazione DIN)			