




Scheda tecnica REF 92.20.21

20.02.2026

Dati generali			
Codice	92.20.21	tappo di chiusura p lato apparecchiatura	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	60909	GTIN	04046826313050
Classe di rischio	KEIN MP (EU MDD)	UMDNS-Code	00-000
Classe	NA (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,012	Istruzioni d'uso	
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	KEIN MP
Codice CND	Z12019099		
N° di repertorio	245864		
			
Medicon media			
Immagine completa		Immagine dettagliata	
Condizioni di conservazione Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	KEINE ANGABEN (Werkstoffangabe nicht vorhanden bzw. Stückliste)		