





## Scheda tecnica REF 93.00.25

20.02.2026

Dati generali			
Codice	93.00.25	motore trepan950 U/min	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	44505	GTIN	04046826168131
Classe di rischio	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	16-868
Classe	9 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,700	Istruzioni d'uso	G930000
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	Z12019099		
N° di repertorio	246395		
			
Medicon media	450.00.58 (catalogo neuro cranialis strum p la neurochir cranica) 450.00.59 (catalogo neuro spinalis strum p la neurochir spinale)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	950 U/min	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	KEINE ANGABEN (Werkstoffangabe nicht vorhanden bzw. Stückliste)		