



## Scheda tecnica REF 93.00.78

20.02.2026

Dati generali			
Codice	93.00.78	tubo per irrigazione per manipolo XXL115mm	
Unità	pz.	Numero doganale	90189084
GMDN	44505	GTIN	04046826168285
Classe di rischio	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	16-868
Classe	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso netto (kg)	0,001	Istruzioni d'uso	
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK03
Codice CND	Z12019099		
N° di repertorio	246387		
			
Medicon media	450.00.58 (catalogo neuro cranialis strum p la neurochir cranica) 450.00.59 (catalogo neuro spinalis strum p la neurochir spinale)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
			
Misura	115mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	1.4021 (X20Cr13)		