



Scheda tecnica REF 93.00.85

20.02.2026

Dati generali			
Codice	93.00.85	Container doppio 502x239x102mm	
Unità	pz.	Numero doganale	76169990
GMDN	12143	GTIN	04046826168315
Classe di rischio	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	13-730
Classe	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N003;04;XB
Peso netto (kg)	5,052	Istruzioni d'uso	GATDN00X
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	
Codice CND	Z12019099		
N° di repertorio	246407		
 			
Medicon media	450.00.58 (catalogo neuro cranialis strum p la neurochir cranica) 450.00.59 (catalogo neuro spinalis strum p la neurochir spinale)		
Immagine completa		Immagine dettagliata	
 			
Misura	502x239x102mm	Rivestimento	
Condizioni di conservazione			
Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione			
Materiali			
	N° di materiale (Denominazione DIN)		
Corpo	PPSU (Polyphenylsulfon)		