











## Scheda tecnica REF 93.03.17

20.02.2026

Dati generali					
Codice	93.03.17	perforatore di rosen LØ 4.0mm L			
Unità	pz.	Numero doganale	90189084		
GMDN	36249	GTIN	04046826168742		
Classe di rischio	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	15-204		
Classe	6 (EU MDD)	Base UDI-DI			
Peso netto (kg)	0,001	Istruzioni d'uso	G930110		
Latex free	si	Istruzioni per la preparazione	MPK02		
Codice CND	L0916				
N° di repertorio	242130				
<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td style="padding: 5px;"><b>STERILE</b></td> <td style="padding: 5px;"><b>R</b></td> </tr> </table>				<b>STERILE</b>	<b>R</b>
<b>STERILE</b>	<b>R</b>				
Medicon media	450.00.58 (catalogo neuro cranialis strum p la neurochir cranica) 450.00.59 (catalogo neuro spinalis strum p la neurochir spinale)				
Immagine completa		Immagine dettagliata			
					
Misura	Ø 4.0mm	Rivestimento			
Condizioni di conservazione					
5 °C	30 °C	10 %	60 %		
					
					
					
Materiali					
	N° di materiale (Denominazione DIN)				
Corpo	1.4112 (X90CrMoV18)				